

Ninh Sơn, ngày 11 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: Quý Công ty, nhà thầu.

Trân trọng kính mời Quý công ty, nhà thầu tham khảo và căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm để tham gia Báo giá theo danh mục sau;

- Danh mục hóa chất: theo danh mục đính kèm

Khi tham gia gửi Báo giá cho Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn, đề nghị Quý công ty, nhà thầu gửi theo mẫu bên dưới.

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Hãng/ Nước sản xuất	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền	Phân nhóm TT 14/2020/TT-BYT
	Tổng cộng								

Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật, tài liệu chứng minh theo quy định.

Quý công ty, nhà thầu phải báo giá toàn bộ danh mục mà Trung tâm y tế huyện Ninh Sơn đã gửi đính kèm.

Thư yêu cầu này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung Tâm Y tế huyện Ninh Sơn (trungtamymteninhson.vn)

Ngoài phong bì, Quý công ty, nhà thầu ghi rõ theo biểu mẫu sau:

Tên đơn vị tham gia báo giá :

Địa chỉ đơn vị tham gia báo giá:

Số điện thoại :

Nơi nhân : Trung Tâm Y tế huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

110 Anh Dũng, Khu phố 5, Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh
Thuân

Điện thoại khoa Dược – VTTBYT : 0259.395.37.53.

Quý công ty, nhà thầu vui lòng gửi Báo giá về khoa Dược –TTB-VTTYT Trung tâm y tế huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận trước 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2023.

Sau thời gian trên, Trung tâm y tế huyện Ninh Sơn không nhận được Báo giá của Quý công ty, nhà thầu thì xem như Quý công ty, nhà thầu không tham gia Báo giá.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Công ty, nhà thầu./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- BGĐ TTYT;
- Tổ Tư Vấn;
- Lưu VT,KD.

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Quảng Đại Khanh

25	Thuốc thử xét nghiệm định lượng C-Reactive Protein (CRP)	Hộp		Thành phần: - R1: Tris buffer 20 mmol/L, pH 8,2. Preservative. - R2: Latex particles coated with goat IgG anti-human CRP, pH 7,3. Preservative. - CRP CAL: Chất hiệu chuẩn. Nồng độ ghi trên nhãn lọ. Tùy chọn: Huyết thanh kiểm chuẩn ASO/CRP/ RF. (Level L: Ref: 1102114; Level H: 1102115) Thành phần: - R1: Latex 0,13%, Buffer, stabilizer - R2: Mouse anti-human HbA1c monoclonal antibody 0,05mg/ml, goat anti-mouse IgG polyclonal antibody 0,08mg/dl, Buffer, stabilizers. - R3 (Hemolysis reagent): Water and stabilizers Tùy chọn: Ref: 43105 HbAB1c CALIBRATOR. (4 levels). Ref: 43106 HbAB1Bc CONTROL. (2 levels)	3	3
26	Thuốc thử xét nghiệm định lượng glycated hemoglobin (HbA1c)	Hộp			3	3
27	Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng glycated hemoglobin (HbA1c)	Hộp		Thành phần: - Máu người. Chất bảo quản. - 2 mức nồng độ. Nồng độ HbA1c được ghi trên nhãn lọ.	3	3

28	Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hóa đa thành phần SPINTROL "H" NORMAL. Humano/ Human source	Hộp		Thành phần: - Human serum. Biological additives. Bacteriostatics agents. Nồng độ của các thành phần khác nhau giữa các Lô hóa chất. Xem bảng giá trị kèm theo hộp.	2	3
29	Thuốc thử xét nghiệm định lượng gamma-glutamyl transferase (g-GT)	Hộp		Thành phần: - R1: TRIS pH 8,6 - 100 mmol/L Glycylglycine - 100 mmol/L - R2: L-□-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide - 3 mmol/L	10	3

HOÁ CHẤT VI SINH (bộ hoá chất nhuộm Gram)

30	Họ thuốc nhuộm vi sinh Gram	Bộ		Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranin.	1	6
31	Gel bôi trơn	Tuýp		Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo... đã được tiệt trùng. Nó không gây ra dị ứng, không gây kích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. • Thành phần chính: Water; Glycerin; Monopropylen; Glycol; Hydroxyl ethyl cellulose; Methyl; Hydroxybenzoate; Citric Acid	5	6

32	Gel siêu âm	Lít		Dạng gel bôi ngoài da, dùng hỗ trợ trong quá trình siêu âm	10	6
	Tổng cộng : 32 khoản					